

HEARTLINE aselsan



PROMOS
SPOL. S R.O.
PROJEKCE • MONTÁŽE • SERVIS

HEARTLINE AED

**Automatický externí defibrilátor s
displejem**

Aselsan Heartline defibrilátor je navržen tak, aby udržel naživu pacienta trpícího srdečním záchvatem a pomocí hlasových pokynů umožnil jednoduchou obsluhu i laickým uživatelům. Zařízení automaticky analyzuje EKG signál pacienta a rozhoduje, zda-li je defibrilace nutná či nikoliv.

- Přesná a spolehlivá EKG analýza
- Funkce autotestu
- Jednoduché použití
- AHA/ECR Guidelines for KPR a defibrilaci
- Detekce kardiostimulátoru
- Historie
- Hlasové pokyny v češtině, symboly resuscitace na displeji
- Zobrazení EKG křivky na displeji



Čas nabíjení na 150J
Hmotnost (vč. baterie)
Odolnost
Velikost displeje
Rozměry
Doba EKG analýzy
Provozní režim
Křivka
Baterie

méně než 10 s
1,8 Kg
IP 55
4,3" (11 cm)
214,5 x 288 x 103 mm
méně než 10 s
Automatický
Zkrácená bifázická křivka
LiMnO₂ (12V 7200mA)

Přístroj je dodáván včetně baterie, dospělých elektrod, brašny.

Výrobce:

HEARTLINE
aselsan
RİTİM GRUP

Tıbbi Cihazlar Elek. San. ve Tic. A.Ş. Ankara Branch
Yeni Batı Mah. 2402. Cadde No:2/2 Yenimahalle /Ankara

Distributor a servis:

PROMOS
SPOL. S R.O.

PROJEKCE • MONTÁŽE • SERVIS
Starozuberská 1445
756 54 Zubří

Mob.: +420 603 213 823

Tel./fax.: +420 571 611 467

Email: info@promos-vm.cz

www.promos-vm.cz

www.bezdratova-signalizace.cz

www.germicidnilampy.cz