


Bezmotorové lehátko s pevnou výškou stolu.

Stoly jsou vhodné jako vyšetřovací stoly v ordinacích praktických i odborných lékařů, jako masážní i odpočinková lehátka v lázních, stacionářích, sportovištích.



## Technické parametry

|   |          |
|---|----------|
| rozměr, délka x šířka (cm)  | 190 x 65 |
| výška lehátka (cm) výšku lze změnit dle přání zákazníka bez PŘÍPLATKU | 65       |
| počet polstrovaných segmentů  | 2        |
| rozsah nastavení hlavového dílu                                       | +45°     |
| minimální nosnost lehátka   | 180 kg   |

## Volitelné příslušenství:

|  |
|--|
| ústní otvor v podhlavníku s krytem               |
| rozšířená úložná plocha lehátka nad 80 cm včetně |
| kolečka ø 70 mm s brzdou                         |
| odkládací polička                                |
| držák na hygienický papír                        |