


Jednomotorové lehátko s elektrickým nastavením výšky stolu.



## Technické parametry

rozměr, délka x šířka (cm)	200 x 65
počet polstrovaných segmentů	2
ústní otvor v podhlavníku s krytem	ano
hlavový díl nastavitelný nahoru a dolů plynovou vzpěrou	+55° až -75°
elektricky nastavitelná výška (cm)	53 - 93
ruční ovladač elektromotoru	ano
minimální nosnost lehátka	180 kg

## Volitelné příslušenství:

kolečka ø 70 mm	držák na hygienický papír
kónické zúžení u nohou	přídavné sklápěcí opěrky podél střední části lehátka
kónické zúžení u hlavy	konstrukční úprava pro Trendelenburgovu polohu
nožní ovladač elektromotoru	postranní bradla sklopná
konstrukční ovladač elektromotoru RAL	echo výřez
rozšířená plocha lehátka nad 80 cm včetně	bezpečnostní vypínací skříňka elektromotoru